
Thompson Retractor 🕡



Thompson तकनीकें:

उन्नत MIS ALIF पहुँच

"Thompson की अग्रवर्ती लम्बर रिंग प्रणाली, अग्रवर्ती रीढ़ का अधिकितम एक्सपोज़र प्रदान करने के साथ न्यूनतम चीरा आकार का उपयोग करके लगातार मिडलाइन स्पाइन एक्सपोज़र प्राप्त कराने वाला एक सरल, सुरक्षति और सहजज्ञान युक्त प्लैटफॉर्म प्रदान करती है।"

- जोनाथन ई. शॉएफ, MD, FACS





जोनाथन ई. शॉएफ, MD, FACS

डॉ. शॉएफ एक बोर्ड-प्रमाणित जनरल सर्जन हैं, जिन्होंने सिनसिनाटी विश्वविद्यालय में अपना निवास प्रशिक्षण पूरा किया है। डेनवर, कोलोरेडो में उनकी सर्जिकल प्रैक्टिस, अग्रवर्ती रीढ़ के एक्सपोज़र संपर्क के लिए समर्पित हैं, जिसमें लम्बर, थोरैकोलम्बर, थोरैसिक और जटिल पुनरीक्षण सरवाइकल शामिल हैं। अधिकाधिक उप-विशिष्ट देखभाल के इस युग में, रीढ़ के एक्सपोज़र पर ध्यान देने की उनकी प्रैक्टिस के कारण तकनीकों में महत्त्वपूर्ण प्रगति हुई है, जो कि अग्रवर्ती रीढ़ के लिए न्यूनतम इनवेसिव दूष्टिकोण पर केंद्रित है।

एक विचारशील लीडर, शिक्षाविद और नवप्रवर्तक के रूप में, अग्रवर्ती रीढ़ के क्षेत्र की उनकी समझ तथा सुरक्षित, प्रभावी और कुशल मिडलाइन रीढ़ के एक्सपोज़र की आवश्यकता ने Thompson retractors के साथ सहयोग का एक आधार प्रदान किया है, जो सर्जिकल रिट्रैक्टर इज़िइन के बाज़ार में अग्रणी है। यह सहयोगात्मक प्रयास, जो Thompson अग्रवर्ती लम्बर रिग प्रणाली में परणित हुआ, पारंपरिक रिग फ्रेम रिट्रैक्टर के एक महत्त्वपूरूण विकास का प्रतिधित्व करता है, जिसका उद्देश्य सीमित ऊतक आधात के साथ छोटे त्वचा चीरों के माध्यम से ही रीढ़ के एक्सपोज़र को अधिकतम करते हुए रिट्रैक्टर फुटप्रिट को कम करना है।

"हर तरह से, आकार और रूप में, Thompson Retractors बेहतर हैं।"
- जोनाथन ई. शॉएफ, MD, FACS


उन्नत MIS तकनीक



चरण A: चीरा

त्वचा में चीरा बनाने के लिए एक चाकू का उपयोग किया जाता है, आम तौर पर जिसकी लंबाई में 4-6 सेमी के बीच होती है। एकल स्तर L5/S1 फ़्यूज़न्स के अधिकांश बहुमत के लिए यह आड़े तरीके से (बिकेनी कट) और L5 से ऊपर के सभी (L4/5, L3/4, आदि) या किसी भी बहु-स्तरीय फ़्यूज़न्स के लिए खड़े रूप में अभिविन्यस्त है।

सुझाव: जब पहले से मौजूद निशान रहता है, तो अभविनियास की परवाह किए बिना ही त्वचा चीरा के लिए उपयोग करना बेहतर होता है।



चरण B: Incise Rectus Fascia (अग्रवर्ती (रेक्टस) ऋजु पेशी आवरण)

त्वचा के खड़े चीरों के लिए: चमड़े के नीचे के फ्लैप को ऊँचा किया जाता है तथा कॉटरी की सहायता से (आमतौर पर बाई ओर) एक पैरामेडियन फेसियल चीरा बनाया जाता है।

त्वचा के आड़े चीरों के लिए: एक आड़ा फेसिअल चीरा बनाया जाता है, इसके बाद फेसियल फ्लैप्स (Pfannesteil-प्रकार का विच्छेदन) को ऊपर ठठाया जाता है।

B1: एक्सपोज़ हुआ रेक्टस एब्डोमनिस

B2: फेसया




सूचना

Thompson Retractor गैर-जीवाणुरहति अवस्था में प्रदान किया जाता है। सफाई, स्टरिलाइज़ेशन और देखभाल के निर्देशों के साथ-साथ अतिरिक्ति चेतावनियों और सावधानियों के लिए Thompson Retractor आईएफ़यू का संदर्भ लें।

उन्नत MIS तकनीक (जारी)

चरण C: रिंग फ्रेम सेट अप करें, जैसा कि अलग अग्रवरती लम्बर रिंग उपयोगकरता मैन्अल में दिखाया गया है




चरण D: मोबलाइज़ करें और (रेक्टस) ऋजु पेशी को खींचकर खुला रखें

त्वचा और चेहरे के खड़े चीरों के लिए: रेक्टस एब्डोमिनस पेशी के मिडलाइन अटैचमेंट रिलीज़ किए जाते हैं और पेशी को पार्श्व की ओर खींचकर खूला रखा जाता है।

त्वचा के आड़े चीरों के लिए: पेशी को मिडलाइन में मोबलाइज किया जाता है। फिर पेशी को पार्श्व की ओर खींचकर खुला रखा जाता है

D1: अग्रवर्ती (रेक्टस) ऋजु पेशी आवरण D2: पीछे का (रेक्टस) ऋजु पेशी आवरण




चरण F: धमनयों को मोबलाइज़ करें और खींचकर खुला रखें

धमनियाँ मोबिलाइज और खींचकर खुली रखी जाती हैं L4/5 या उससे ऊपर के एक्सपोज़र के दौरान, विच्छेदन आम तौर पर धमनियों के पार्श्व पहलू के साथ किया जाता है, जबकि L5/S1 क्षेत्र का विच्छेदन आम तौर पर श्रोणीय धमनियों के लिए मध्यवर्ती रूप से किया जाता है। खंडीय परफोरेटर्स लिगेट किए जाते हैं।

F1: वाम आम श्रोणीय शरा

F2: सिल्क टाई समीप अवस्था के साथ प्रारंभिक शाखाओं में बंटी इलियोलमुबर शरी

F3: वाम आम श्रोणीय धमनी




चरण E: पेरिटौनियम और मूत्रवाहिनी को मोबलाइज़ करें

पेरटिौनयिल थैली पार्श्व पेट की दीवार से ब्लंट तरीके से मोबलाइज की जाती है और चिकित्सिकीय रूप से खींचकर खुली रखी जाती है।

मूत्रवाहिनी को भी पेरिटौनियल थैली के साथ इंगित किया जाता है, ओर पेरिटौनियल थैली के साथ खींचकर खुला रखा जाता है।

E1: पेरिटीनियम E2: मूत्रवाहिनी



चरण G: रीढ़ के एक्सपोज़र को अंतमि रूप दें और मडिलाइन चहिनति करें।

रीढ़ का मिडिलाइन एक्सपोज़र देने के लिए रिट्रैक्टर रखे जाते हैं। रीढ़/डिस्क के मिडिलाइन को फ्लोरोस्कोपी का उपयोग करके पहचाना जाता है और कॉटरी से चिहिनित किया जाता है। फिर रीढ़ का प्रोसीजर पूरा किया जाता है।

चरण H: रीट्रैक्टर निकालें और घाव बंद करें

रिंद्रिक्टर हटाए जाते हैं और रक्त धमनियों, पेरिटीनियम और मूत्रवाहिनी को उनकी सामान्य स्थिति में लौटने दिया जाता है। वास्कुलेचर, फिर नरम ऊतक संरचनाओं की जाँच करने के लिए पुलेसमेंट का उल्टा क्रम। फिर सर्जन की पसंदीदा विधि से घाव को बंद कर दिया जाता है।





10341 East Cherry Bend Road Traverse City, Michigan 49684 फोनः +1 231 922 0177 फैक्स: +1 231 922 0174 thompsonsurgical.com

EC REP Emergo Europe Prinsessegracht 20 2514 AP The Hague THE NETHERLANDS

© 2021 Thompson Surgical Instruments, Inc.

® S-Lock® Ø, PLA®, और "T Circle" लोगोमार्क 🐧 Thompson Surgical Instruments, Inc. के पंजीकृत ट्रेडमार्क हैं। पेटेंट: trpat.com

ध्यान दें. चूँकि हम लगातार सर्वोत्तम संभव उत्पादों को प्रदान करने का प्रयास करते रहते हैं, अतः इस उपयोगकरता मैनुअल में मौजूद चित्र, प्राप्त उत्पाद से थोड़ा अलग

रोगी की शरीर-रचना, पैथोलॉजी और सर्जिकल तकनीकों जैसी बहुत सी परिवर्ती वसुतुएँ कार्यविधि के परिणाम को प्रभावित कर सकती हैं। रोगी, उत्पाद और कार्यविधि का चयन एकमात्र चिकित्सा पेशेवर का उत्तरदायित्व हैं। उन्नत MIS ALIF पहुँच के लिए Thompson तकनीक में प्रदान की गई जानकारी शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं और चिकित्सा सलाह के रूप में इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। Thompson तकनीक चिकति्सा पेशेवरों के लिए है, न कि रोगियों के लिए।



