

Sprednja stran

Brezpogojna dostopnost

Tehnike Thompson: Anteriorni lumbalni dostop (z obrnjениm robom) Brau

Vstavljeni sliko: Rob z delovanjem na lateralno stran vretenčnega telesa stabilizira retrakcijo.

»Lopatice Thompson AL Brau so postale ključnega pomena za anteriorni mini-odprt dostop do lumbalne hrbtnice, saj imajo že 15 let tradicije na področju varnosti. Zaradi njih je razkritje stabilno in močno, torej omogočajo odtično vidljivost skozi ves postopek ne da bi bilo vmes treba opravljati kakršnekoli ponovne nastavitev in zapravljati čas za majhne popravke.«

- Salvador A. Brau, dr. med., FACS

Stran 2

TEHNIKE THOMPSON / BIOGRAFIJA + LASTNOSTI + MINI-DOSTOP

Salvador A. Brau, dr. med., FACS

Dr. Brau se je splošne vaskularne kirurgije izučil v bolnišnici Mount Sinai v New Yorku, kirurške posege z anteriornim dostopom na vseh nivojih hrbtnice pa opravlja že več kot 20 let. Izvedel je več kot 1500 odprtih anteriornih dostopov do lumbalne hrbtnice, je pa tudi pionir na področju anteriornega laparoskopskega in torakoskopskega dostopa. Dr. Brau, ki je sicer danes upokojen, je bil kot izredni klinični profesor kirurgije zaposlen na univerzi USC in v zdravstvenem centru Cedars-Sinai Medical Center v Los Angelesu.

Dr. Brau je razvil nov, »mini-odprt« anteriorni dostop k lumbalni hrbtnici. Oktobra leta 2000 je na vsakoletnem srečanju severnoameriškega društva za obolenja hrbtnice (North American Spine Society) v New Orleansu predstavil svoje izkušnje s tem dostopom na 386 primerih. Omenjeni poseg je odvisen od posebnih retraktorjev, ki jih je zasnoval dr. Brau. Ti retraktorji so bili patentirani 9. oktobra 2001, na voljo pa so le pri družbi Thompson Surgical Instruments, Inc.

Anteriorni dostop do lumbalne hrbtnice je zelo odvisen od tega, ali lahko kirurg, glede na poročanje o pojavnosti vaskularnih poškodb, razkritje doseže hitro in varno. Zahteva po »neposrednem« anteriorno-posteriornem razkritju za namen poravnave kletk in umetnih diskov je kirurgu predstavljalja precejšen iziv, saj je moral narediti majhno zarez, a kljub temu poskrbeti za ustrezno varnost, da ne bi prišlo do poškodb črevničnih žil in avtonomnega živčnega plesusa. Pristop z uporabo retraktorskega sistema Thompson, ki je opisan v nadaljevanju, te skribi močno omili.

Ekskluzivne lopatice z obrnjениm robom

Obrnjeni rob z delovanjem na lateralno stran vretenčnega telesa stabilizira retrakcijo.

Brezpogojna dostopnost

Z radiotransparentnimi, anteriorni lumbalnimi lopaticami z obrnjениm robom je omogočeno zelo dobro razkritje anteriorno lumbalne hrbtnice, hkrati pa sistem preprečuje zdrse lopatic.

Močne radiotransparentne lopatice

Zaradi izjemne moči pri veliki retrakciji ne prihaja do prekomernega upogibanja. Lopatice so na voljo za globino do 250 mm, saj tako ustrezajo vsem velikostim bolnikov.

OPOMBA: Za podatke o naročanju glejte stran 7.

OPOMBA: Ker se nenehno trudimo ponuditi kar najboljše proizvode, so lahko nekatere slike v teh navodilih za uporabo videti malo drugače od dejanskih prejetih proizvodov.

TEHNIKE THOMPSON: ANTERIORNO LUMBALNO / SALVADOR A. DR. MED., BRAU, FACS

Vprašanja in dodatne informacije: +1 231 922 0177

Stran 3

Koraki za nastavitev retroperitonealnega mini-pristopa

Spodaj so predlagani koraki nastavitev za retroperitonealno anteriorno lumbalno razkritje, kot jih je opisal dr. Brau.

1. korak

Bolnik naj na rentgenski mizi leži na hrbtni.

Kirurg stoji na lev, asistent pa na desni strani. Nivo transverzne zareze na kraniokaudalni ravni je odvisen od nivoja hrbtnice, do katere dostopamo. Lateralni rentgen hrbtnice je nujen za določitev ustreznega mesta zareze.

POTOZ: Če ima bolnik prekomerno telesno težo, pazite, da mu pri postavljanju prižeme na tirnice ne stiskate podlahtnega živca.

NASVET: Po potrebi uporabite večjo operacijsko mizo ali razširite obstoječo mizo za 68 cm na našim podaljškovim tirnic (#41917).

2. korak

Leva mišica rektusa je mobilizirana cirkumferenčno. Po prvotni medialni retrakciji mišice rektusa, previdno zarežite 4 do 5 cm v posteriorni ovoj transverzalne fascije, vse dokler skozi ne vidite potrebušnice. Robove primite s hemostatom in jih dvignite stran ter previdno ločite od potrebušnice. Zarežite čim dlje inferiorno in superiorno. S kazalcem potrebušnico previdno potisnite posteriorno na rob fascialne incizije in počasi razvijte plast med njo in spodnjo površino interne poševne in transverzalne mišice ter fascijo. Na ta način boste prišli do retroperitonealnega prostora.

Previdno nadaljujete disekcijo s topim prstom v posteriorni smeri, nato pa začnete potiskati medialno, pri čemer poskušajte dvigniti potrebušnico stran od mišice psoas. Pazite, da na tej točki ne prodrete v retropsoas, saj bi to vodilo v nepotrebno krvavitve v slepo vrečo. Genitofemoralni živec zlahka prepozname čez psoas. Sečevod lahko ponavadi prepozname, ko potrebušnico dvignite stran od psoasa. Pri obeh strukturah je treba paziti, da ju ne poškodujete.

Vstavljeni sliko: Začetek retroperitonealne disekcije lateralno od mišice rektus

OBIŠČITE NAS NA SPLETU: THOMPSONSURGICAL.COM

Stran 4

TEHNIKE THOMPSON / NAMESTITEV RETRAKTORSKE LOPATICE

Koraki za nastavitev retroperitonealnega mini-pristopa (nadaljevanje)

3. korak

Ko identificirate psoas, zatipajte medialno, dokler ne najdete diska, vretenčnega telesa in črevnične arterije. Če velikost zareze to dopušča, nato vstavite celotno dlano in v retroperitonealnem območju napravite pest. S stisnjeno pestjo zanuhajte navzgor in navzdol ter tako potrebušnico dvignite stran v vse smeri. Nadaljujte s topo disekcijo ter razkrite celo dolžino skupine in zunanje črevnične arterije čim dalj distalno, nato pa previdno začnite s topo disekcijo ob lateralnem robu arterije. Tako boste razkrili levo skupno črevnično veno tik pod arterijo. Z disekcijo nadaljujete posteriorno in tako identificirajte iliolumbalno veno/-e. Variacije pri stestavi skupne črevnične vene in lumbalnih ven so pogoste, zato morate biti zelo pozorni, da pravilno identificirate, zavezete in opravite transekcijsko teh žil ter se izognete avulziji. Zdaj lahko levo črevnično veno in arterijo ločite od hrbtnice z nežno gobico v obliki arašida, konično prsta in topo povzdgivalno disekcijo.

Vstavljeni sliko: Nadaljevanje retroperitonealnega pristopa

4. korak

Drsno prižemo Elite II Rail Clamp pritrdirite na tirnico mize čez sterilno pokritje na tisti strani, kjer bo manj oviral kirurga (A). Prečnico vstavite v zglob in namestite v položaj 2 cm nad mestom posega (B).

5. korak

Vse vaskularne strukture nato potisnite z leve proti desni, kar omogoča ustrezni pregled disk/-ov in vretenčnih teles, ki so del posega. Segmentalne žile, ki potekajo čez vdolbine na anteriorni površini teles, lahko prerežete med sponkami in s topo disekcijo potisnete na stran. Poskrbite, da lahko med veno in vez vstavite vsaj en prst, da lahko desni lateralni rob hrbtnice zatipate tako, da so žile nad vašim prstom oziroma vašimi prstimi.

Vstavljeni sliko: Disekcija s prstom pod žilami po ligaturol iliolumbalne vene

TEHNIKE THOMPSON: ANTERIORNO LUMBALNO / SALVADOR A. DR. MED., BRAU, FACS
Vprašanja in dodatne informacije: +1 231 922 0177

Stran 5

Koraki za nastavitev retroperitonealnega mini-pristopa (nadaljevanje)

6. korak

Lateralne podaljševalne roke pritrdirite na prečnico (A) in postavite tik nad horizont bolnika (B).

7. korak

Kirurg z levo roko nato znova vstopi v retroperitonealni prostor, kjer je rektus zdaj premaknjen lateralno, nato pa prsti najde pot do desne strani hrbtnice. Radiotransparentno lopatico z obrnjениm robom za anteriorni dostop do hrbtnice nato slepo namesti na desno stran hrbtnice, pri čemer kot vodilo uporablja prst/-e.

Vstavljeni sliko: Prvotna vstavitev lopatice z obrnjениm robom na desno stran hrbtnice

8. korak

Lopatico je nato treba pritrdiriti na lateralne podaljševalne roke retraktorskega ogrodja, pri čemer je treba dvigniti vaskularne strukture in razkriti anteriorno površino hrbtnice. Ko je lopatica z obrnjениm robom enkrat pritrjena na retraktor Thompson, se ne bo več premikal. Zaradi obrnjene robe je lopatica zasidrana na rob hrbtnice, hkrati pa obrnjen rob po začetku pritiskanja lopatice tudi preprečuje, da bi zdrsnila anteriorno. Brez obrnjene robe retraktorska lopatica ne bi učinkovito delovala.

9. korak

Ker je rektus zdaj lateralno umaknjen, bo pri potiskanju retraktorske lopatice za razkritje hrbtnice v neposrednem anteroposteriornem pogledu precej manj upora, več pa bo tudi prostora za namestitev ovitkov za pomoč pri vstavljanju navojnih pripomočkov, stegenskega obročka ali umetnega diska. Drugo lopatico z obrnjениm robom namestite na levo stran hrbtnice in jo pritrdirite na ogrodje Thompson. Pogosto je za dokončanje razkritja treba superiorno in inferiorno namestiti dodatne retraktorske lopatice. Ko so lopatice dobro pritrjene na lateralno steno hrbtnice, lahko kirurg hrbtnice in asistent prosto operirata na disku ne da bi jima bile v napotu dodatne roke ali retraktori, in s precejšnjim prepričanjem, da žile ne bodo uhajale iz retraktorjev in s tem izpostavljene poškodbam.

Vstavljeni sliko: Obe lopatice z obrnjениm robom nameščeni in delujejo na lateralni strani diska in vretenčnega telesa

OBIŠČITE NAS NA SPLETU: THOMPSONSURGICAL.COM

Strani 6 + 7

TEHNIKE THOMPSON / ANTERIORNI LUMBALNI SISTEM + DODATNI PRIPOMOČKI
PODATKI O NAROČANJU


Zadnja stran

Legenda simbolov:

Poizvajalec Pooblaščeni zastopnik v EU Oznaka CE Opozorila/previdnostni ukrepi Nesterilno

Thompson Retractor

Uncompromised Exposure™



Lip stabilizes retraction by engaging the lateral aspect of the vertebral body.

Thompson Techniques:

BRAU (REVERSE LIP) ANTERIOR LUMBAR ACCESS

"The Thompson AL Brau Blades have become essential for the Anterior Mini-Open approach to the lumbar spine with a proven 15 year track record of safety. You get steady, rock solid exposure providing excellent visualization throughout without the need to re-adjust thus saving time by reducing the 'fiddle factor.'"

- Salvador A. Brau, MD, FACS




Salvador A. Brau, MD, FACS

Dr. Brau trained in general vascular surgery at the Mount Sinai Hospital in New York City and has been performing anterior access procedures to all levels of the spine for over 20 years. He has performed over 1,500 open anterior approaches to the lumbar spine and has also been a pioneer in anterior laparoscopic and thoracoscopic access. Now retired, Dr. Brau was Assistant Clinical Professor of Surgery at USC, and worked at Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles.

Dr. Brau has developed a new "mini-open" anterior approach to the lumbar spine. In October of 2000, he presented his experience with this approach in 386 cases, along with a video of the procedure, to the North American Spine Society Annual Meeting in New Orleans. This procedure is dependent on special retractors designed by Dr. Brau. These retractors received a patent on October 9, 2001, and are available exclusively from Thompson Surgical Instruments, Inc.

The anterior approach to the lumbar spine is heavily dependent on the ability of the access surgeon to provide exposure quickly and safely in view of a reported incidence of vascular injury. The requirement of a "straight on" anterior-posterior exposure for alignment of cages and artificial discs has presented a significant challenge for the approach surgeon to provide a small incision and yet maintain the degree of safety necessary to prevent injury to the iliac vessels and autonomic nerve plexus. The approach described here utilizing the Thompson retractor system significantly reduces these concerns.



Exclusive Reverse Lip Blades

Reverse lip stabilizes retraction by engaging the lateral aspect of the vertebral body.



Uncompromised Exposure

Radiolucent Reverse Lip Anterior Lumbar blades offer phenomenal exposure of the anterior lumbar spine and prevent blade slippage.



Radiolucent, Strong Blades

Superior strength prevents excessive flexing under heavy retraction. Available up to 250mm deep to accommodate all patient sizes.



NOTE

See page 7 for ordering information.



NOTE

As we continually strive to provide the best products possible, some of the images in this user manual may appear slightly different from the product received.

Retroperitoneal Mini-Approach Set Up Steps

Below are the suggested set up steps for retroperitoneal anterior lumbar exposure, as outlined by Dr. Brau.

Step 1

Place the patient in the supine position on an x-ray table.


The approach surgeon stands on the left and the assistant on the right. The level of the transverse incision in the craniocaudad plane depends on the level of the spine to be approached. A lateral x-ray of the spine is essential to determine the proper placement of this incision.

CAUTION

If the patient is obese, avoid compressing the ulnar nerve when placing rail clamp.

TIP


When necessary, use a wider OR table or add 2 1/4" to the width of the table by using our Rail Extender (#41917).



Step 2

The left rectus muscle is mobilized circumferentially. With the rectus muscle initially retracted medially, carefully incise the posterior sheath of transversalis fascia 4 to 5 cm until the peritoneum is seen to shine through. Grasp the edges with a hemostat and lift it away and very carefully dissect it from the peritoneum. Incise it as far inferiorly and superiorly as possible. Using your index finger, carefully push the peritoneum posteriorly at the edge of the fascial incision and slowly develop a plane between it and the undersurface of the internal oblique and transversus muscles and fascia. This will lead you to the retroperitoneal space.


Continue careful blunt finger dissection posteriorly, and then start pushing medially trying to elevate the peritoneum away from the psoas muscle. Be careful not to enter the retropsoas space at this point, as this will lead to unnecessary bleeding in a blind pouch. The genitofemoral nerve can be easily identified over the psoas. The ureter can usually be identified as the peritoneum is lifted away from the psoas. Both of these structures should be preserved from injury.



Retroperitoneal Mini-Approach Set Up Steps (continued)


Step 3

Once the psoas is identified, palpate medially to feel for the disc and vertebral body and iliac artery. At this point, if size of the incision allows, insert the entire hand and make a fist in the retroperitoneal area. Sweep with the closed fist up and down to elevate the peritoneum away in all directions. Continue with blunt dissection to expose the entire length of the common and external iliac arteries as far distally as possible, and then start careful blunt dissection along the lateral edge of the artery. This will expose the left common iliac vein just underneath the artery. Continue the dissection posteriorly to identify the ileolumbar vein(s). Variations in the formation of the common iliac vein and the lumbar veins are common, and great care must be exercised in order to identify, ligate and transect these veins and avoid avulsion. The left iliac vein and artery can now be separated away from the spine using gentle, peanut sponge, fingertip and blunt elevator dissection.




Step 4

Secure the Elite II Rail Clamp to the table rail over the sterile drape on either side of the table, whichever side keeps the surgeon's operating field clear (A). The Crossbar is inserted into the joint and positioned 2 cm above the operative site (B).



Step 5


All vascular structures are then swept from the left to right, providing adequate visualization of the disc(s) and vertebral bodies involved. Segmental vessels running across the valleys on the anterior surface of the bodies can be transected between clips and swept to the sides with blunt dissection. Make sure you can get at least one finger between the vein and the ligament so that you can palpate the right lateral edge of the spine with the vessels above your finger(s).



Retroperitoneal Mini-Approach Set Up Steps (continued)


Step 6

The lateral extension arms are attached to the crossbar (A) and positioned just above the horizon of the patient (B).




Step 7

The surgeon's left hand then re-enters the retroperitoneal space with the rectus now moved laterally, and the fingers find their way to the right side of the spine. A Radiolucent Reverse Lip Anterior Spine Access blade is placed blindly on the right side of the spine using the finger(s) as a guide.




Step 8

This blade is then attached to the lateral extension arms of the retractor frame, elevating the vascular structures and exposing the anterior surface of the spine.




Once secured to the Thompson Retractor, the reverse-lipped blade will not move. The reverse lip keeps the blade anchored to the edge of the spine and prevents it from slipping anteriorly once tension is applied. Without this reverse lip, the retractor blade will not work effectively.



Step 9

With the rectus now retracted laterally, there will be much less resistance when pushing the retractor blade to expose the spine in a direct AP view and allow placement of the sleeves for insertion of a threaded device, femoral ring or artificial disk. Place a second reverse-lip blade on the left side of the spine and attach to the Thompson frame. Commonly, additional retractor blades need to be placed superiorly and/or inferiorly to complete the exposure. With the blades well anchored to the lateral wall of the vertebral column, the spine surgeon and the assistant can now work on the disc without other hands or retractors being in the way and with relative security that vessels will not move around the retractors and expose themselves to injury.

Anterior Lumbar System Components



ANTERIOR LUMBAR SYSTEM

#SL82019

REF	QTY	ITEM DESCRIPTION	PART #
A	1	Elite III Rail Clamp with 1 Cam Joint 16"	43902ACL
B	1	Crossbar with 2 Cam III Joints 24"	43900BC
C	2	20" Angled Arm (10" x 10") @ 45°	44120
D	2	24" Angled Arm (8" x 16") @ 45°	44124N
E	5	Cam II Clip-on Quick Angle 8"	SL42126WGP
F	1	Micro-Adjustable II Clip-on Quick Angle 10"	SL45006CGP
G	2	T-Handle	60020
H	1	Quick Angle Hand Held Adapter	SL42128G
I	1	Suction for Anterior Lumbar Surgery	51234
J	1	Anterior Lumbar Depth Gauge 335mm	51236
	2	Radio. Malleable Renal Vein 25mm x 140mm	SL46119BET
K	2	Radio. Malleable Renal Vein 25mm x 190mm	SL46119CET
L	2	Radio. Malleable 51mm x 203mm (2" x 8")	SL46122ET
M	1	Radio. Harrington 64mm x 152mm (2 1/2" x 6")	SL46160ET
N	1	Radio. Splanchnich 51mm x 115mm (2" x 4 1/2")	SL46145ET
O	2	Radio. Balfour 65mm x 72mm (2 1/2" x 2 3/4")	SL46140ET
	4	Radio. Concave 25mm x 100mm (1" x 4")	SL46560
	4	Radio. Concave 25mm x 120mm (1" x 4 3/4")	SL46562
P	4	Radio. Concave 25mm x 140mm (1" x 5 1/2")	SL46564
	4	Radio. Concave 25mm x 160mm (1" x 6 1/4")	SL46566

REF	QTY	ITEM DESCRIPTION	PART #
	4	Radio. Concave 25mm x 180mm (1" x 7")	SL46568
Q	2	Reverse Lip Malleable 25mm x 200mm	SL46192ET
	2	Reverse Lip Malleable 32mm x 200mm	SL46193ET
	2	Reverse Lip Tapered 25mm x 100mm	SL46260TET
R	2	Reverse Lip Tapered 25mm x 150mm	SL46265TET
	2	Reverse Lip Tapered 25mm x 200mm	SL46270TET
	2	Reverse Lip Rigid 25mm x 110mm	SL46261RET
	2	Reverse Lip Rigid 25mm x 130mm	SL46263RET
S	2	Reverse Lip Rigid 25mm x 150mm	SL46265RET
	2	Reverse Lip Rigid 25mm x 170mm	SL46267RET
	2	Reverse Lip Rigid 25mm x 190mm	SL46269RET
	2	Reverse Lip Rigid 32mm x 120mm	SL46282RET
T	2	Reverse Lip Rigid 32mm x 140mm	SL46284RET
	2	Reverse Lip Rigid 32mm x 160mm	SL46286RET
	2	Reverse Lip Rigid 32mm x 180mm	SL46288RET
	2	Reverse Lip Rigid 32mm x 200mm	SL46290RET
	1	Instrument Case	50000G
	1	Instrument Case - Exp. Reverse Lip ASA	50000ERL
	1	Instrument Case - AL Renal Vein Blades	50000ALR
	1	Instrument Case - Anterior Lumbar	50000ALT



SYSTEM NOTICE:

Non-S-Lock system available, but may require a longer lead time.
Please call for more information.

Table Adapters + Rail Extenders

Providing stable support on the OR table for the table mounted frame


When bedrail space is not available for a rail clamp, or, when the bedrail needs to be offset to accommodate obese patients, a rail adapter or rail extender should be applied.



TABLE ADAPTER

Easily connects to Jackson Spine tables to add a standard bed rail for applying a table mounted Thompson Retractor System to your operation.

REF	ITEM DESCRIPTION	PART #
U	Jackson Spine Frame Adapter	41927



RAIL EXTENDERS

Apply a Rail Extender to your OR table to increase your rail length or width and provide more attachment options for Thompson rail clamps.

REF	ITEM DESCRIPTION	PART #
V	Rail Extender 15" Single Clamp	5844
	Rail Extender 20" Single Clamp	41938
W	Rail Extender 14" Long with 2 1/4" Offset Dual Clamp	41917
	Rail Extender 22" Dual Clamp	41929

For a Free Trial Call Today*

1.800.227.7543

Rev E
041619
ttbrau



Uncompromised Exposure

VISIT US ONLINE: THOMPSONSURGICAL.COM

 **Thompson** 
SURGICAL INSTRUMENTS
10341 East Cherry Bend Road
Traverse City, Michigan 49684
phone: 231.922.0177
fax: 231.922.0174
thompsonurgical.com

EC | REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
THE NETHERLANDS

* Free trial valid for U.S. customers only. Customers outside U.S. please call +1-231-922-0177 for availability.

© 2019 Thompson Surgical Instruments, Inc. Traverse City, Michigan. Printed in the U.S.A.

® S-Lock®, PLA®, and the "T Circle" logomark are Registered Trademarks of Thompson Surgical Instruments, Inc.
Patents: US4971038, US5025780, US5888197, US5897087, US5902233, US5984865, US6033363, US6416465, US6511423,
US7338442, US7749163, US8257255, US8360971, US8617064, US9872675
Other patents pending.

€ € 0297

Symbol Legend:

		€ € 0297		Warnings / Precautions		Non-Sterile
Manufacturer	Authorized EC Rep	CE Mark				

**Made In
USA**